

Instrucciones

Contenido del Kit:

- ✓ **Tarjetón de la prueba**, este documento es el justificante de la compra on-line, que deberá presentar para realizarse la prueba en el centro SYNLAB
- ✓ **Etiquetas con código de barras** para la identificación de la muestra
- ✓ **Peticionario** de análisis
- ✓ **2 copias del Consentimiento Informado**, una copia para usted y otra para el laboratorio
- ✓ **Documento para identificación y custodia de muestras** (a cumplimentar en el laboratorio)

Tipo de muestra:

- ✓ **Test de Paternidad** requiere una **muestra de sangre** para su realización, por lo que es necesario que acuda al centro SYNLAB con la documentación requerida para que le realicen la extracción. No olvide llevar las Etiquetas con código de barras para la correcta trazabilidad de la muestra. Tenga en cuenta las “Consideraciones previas” a la toma de la muestra.



Consideraciones previas:

- ✓ No es preciso estar en ayunas.

Pasos a seguir:



1. Recepción de la caja SYNLAB en su domicilio. Asegúrese de que la caja contiene todo el material listado en el primer apartado.



2. Deben acudir al centro tanto el **progenitor** como el supuesto **hijo o hija** con el **Tarjetón de la prueba**, una de las dos copias del **Consentimiento Informado**, las **Etiquetas con código de barras** y el **Peticionario** debidamente cumplimentados, allí les realizarán la extracción de sangre. El **Documento para identificación y custodia de muestras** no debe cumplimentarlo, debe presentarlo en el laboratorio donde le indicarán como proceder.



3. Es imprescindible que presente una **fotocopia del DNI** del progenitor y del hijo o hija. En el caso de menores que no dispongan de DNI deberán entregar una fotocopia del libro de familia y una fotografía.



4. Recibirá su resultado por **correo electrónico** en un plazo aproximado de **23 días**. Su informe se enviará **encriptado** con el fin de garantizar la protección de sus datos.