

SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. (Unipersonal)

Dirección/ Address: C/ Verge de Guadalupe,18; 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Norma de referencia/ Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/ Activity: **Ensayo/ Test**

Acreditación/ Accreditation nº: **1169/LE2347**

Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 30/12/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN/ SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev/Ed 11 fecha / Date 18/03/2025)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

Ensayos Toxicológicos

Toxicological tests

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																														
Orina <i>Urine</i>	<p>Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem: <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sustancia/ Substance</th> <th>LOQ ng/mL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Morfina/ Morphine</td><td>25</td></tr> <tr><td>Codeína/ Codeine</td><td>25</td></tr> <tr><td>6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)</td><td>10</td></tr> <tr><td>Anfetamina/ Amphetamine</td><td>25</td></tr> <tr><td>Metanfetamina/ Methamphetamine</td><td>25</td></tr> <tr><td>3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyanfetamine)</td><td>25</td></tr> <tr><td>3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)</td><td>25</td></tr> <tr><td>3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)</td><td>25</td></tr> <tr><td>Cocaína/ Cocaine</td><td>25</td></tr> <tr><td>Benzoilecgonina/ Benzoyllecgonine</td><td>25</td></tr> <tr><td>Metadona/ Methadone</td><td>25</td></tr> <tr><td>Ketamina/ Ketamine</td><td>25</td></tr> <tr><td>LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</td><td>5</td></tr> <tr><td>11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL	Morfina/ Morphine	25	Codeína/ Codeine	25	6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	10	Anfetamina/ Amphetamine	25	Metanfetamina/ Methamphetamine	25	3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyanfetamine)	25	3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	25	3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)	25	Cocaína/ Cocaine	25	Benzoilecgonina/ Benzoyllecgonine	25	Metadona/ Methadone	25	Ketamina/ Ketamine	25	LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	5	11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)	10	<p>Procedimiento interno Internal procedure LCMS-0002 Rev. 9 LCMS-0009 Rev. 9</p>
Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL																															
Morfina/ Morphine	25																															
Codeína/ Codeine	25																															
6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	10																															
Anfetamina/ Amphetamine	25																															
Metanfetamina/ Methamphetamine	25																															
3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyanfetamine)	25																															
3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	25																															
3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)	25																															
Cocaína/ Cocaine	25																															
Benzoilecgonina/ Benzoyllecgonine	25																															
Metadona/ Methadone	25																															
Ketamina/ Ketamine	25																															
LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	5																															
11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)	10																															

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																														
Orina <i>Urine</i>	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem: <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i> <table border="1" data-bbox="416 607 1150 1111"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 607 1018 674">Sustancia/ Substance</th> <th data-bbox="1018 607 1150 674">LOQ ng/mL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="416 674 1018 703">Alprazolam/ Alprazolam</td><td data-bbox="1018 674 1150 703">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 703 1018 732">Lorazepam/ Lorazepam</td><td data-bbox="1018 703 1150 732">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 732 1018 761">Oxazepam/ Oxazepam</td><td data-bbox="1018 732 1150 761">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 761 1018 790">Nordiazepam/ Nordiazepam</td><td data-bbox="1018 761 1150 790">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 790 1018 819">Diazepam/ Diazepam</td><td data-bbox="1018 790 1150 819">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 819 1018 848">Tramadol/ Tramadol</td><td data-bbox="1018 819 1150 848">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 848 1018 878">Cocaetilo/ Cocaethyl</td><td data-bbox="1018 848 1150 878">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 878 1018 907">Fenciclidina/ Phencyclidine</td><td data-bbox="1018 878 1150 907">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 907 1018 936">Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene</td><td data-bbox="1018 907 1150 936">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 936 1018 965">7-aminoclonazepam/7-aminoclonazepam</td><td data-bbox="1018 936 1150 965">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 965 1018 994">7-aminoflunitrazepam/7-aminoflunitrazepam</td><td data-bbox="1018 965 1150 994">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 994 1018 1023">Amitriptilina/ Amitriptyline</td><td data-bbox="1018 994 1150 1023">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 1023 1018 1052">Zolpidem/ Zolpidem</td><td data-bbox="1018 1023 1150 1052">25</td></tr> <tr><td data-bbox="416 1052 1018 1081">Difenhidramina/ Diphenylhydramine</td><td data-bbox="1018 1052 1150 1081">25</td></tr> </tbody> </table>	Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL	Alprazolam/ Alprazolam	25	Lorazepam/ Lorazepam	25	Oxazepam/ Oxazepam	25	Nordiazepam/ Nordiazepam	25	Diazepam/ Diazepam	25	Tramadol/ Tramadol	25	Cocaetilo/ Cocaethyl	25	Fenciclidina/ Phencyclidine	25	Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene	25	7-aminoclonazepam/7-aminoclonazepam	25	7-aminoflunitrazepam/7-aminoflunitrazepam	25	Amitriptilina/ Amitriptyline	25	Zolpidem/ Zolpidem	25	Difenhidramina/ Diphenylhydramine	25	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i> LCMS-0002 Rev. 9 LCMS-0009 Rev. 9
Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL																															
Alprazolam/ Alprazolam	25																															
Lorazepam/ Lorazepam	25																															
Oxazepam/ Oxazepam	25																															
Nordiazepam/ Nordiazepam	25																															
Diazepam/ Diazepam	25																															
Tramadol/ Tramadol	25																															
Cocaetilo/ Cocaethyl	25																															
Fenciclidina/ Phencyclidine	25																															
Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene	25																															
7-aminoclonazepam/7-aminoclonazepam	25																															
7-aminoflunitrazepam/7-aminoflunitrazepam	25																															
Amitriptilina/ Amitriptyline	25																															
Zolpidem/ Zolpidem	25																															
Difenhidramina/ Diphenylhydramine	25																															

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																																																																																													
Saliva (directa o saliva en tampón) Sangre total	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i>																																																																																													
<i>Saliva (direct or saliva in buffer)</i> <i>Blood</i>	<i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i>	LCMS-0004 Rev. 18 LCMS-0010 Rev. 11																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="408 633 879 757">Sustancia/Substance</th> <th data-bbox="882 633 1034 757">LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)</th> <th data-bbox="1037 633 1189 757">LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Morfina/ <i>Morphine</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Codeína/ <i>Codeine</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Heroína/ <i>Heroin</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Anfetamina/ <i>Amphetamine</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Metanfetamina/ <i>Methamphetamine</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- <i>Methylenedioxyamphetamine</i>)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3,4-MDMA (3,4-Metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4- <i>methylenedioxymethamphetamine</i>)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilanfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4- <i>Methylenedioxyethylamphetamine</i>)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cocaína/ <i>Cocaine</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Benzolecgonina/ <i>Benzoyllecgonine</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Metadona/ <i>Methadone</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Ketamina/ <i>Ketamine</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ <i>LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ <i>d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>7-amino-flunitrazepam/ <i>7-amino-flunitrazepam</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>7-amino-clonazepam/ <i>7-amino-clonazepam</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Alprazolam/ <i>Alprazolam</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Diazepam/ <i>Diazepam</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Lorazepam/ <i>Lorazepam</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Oxazepam/ <i>Oxazepam</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Tramadol/ <i>Tramadol</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Zolpidem/ <i>Zolpidem</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Difenhidramina/ <i>Diphenhydramine</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Oxicodona/ <i>Oxycodone</i></td><td>2</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Sustancia/Substance	LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)	LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)	Morfina/ <i>Morphine</i>	1	2	Codeína/ <i>Codeine</i>	1	2	6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	2	2	Heroína/ <i>Heroin</i>	2	2	Anfetamina/ <i>Amphetamine</i>	1	2	Metanfetamina/ <i>Methamphetamine</i>	1	2	3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- <i>Methylenedioxyamphetamine</i>)	2	2	3,4-MDMA (3,4-Metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4- <i>methylenedioxymethamphetamine</i>)	2	2	3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilanfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4- <i>Methylenedioxyethylamphetamine</i>)	2	2	Cocaína/ <i>Cocaine</i>	1	2	Benzolecgonina/ <i>Benzoyllecgonine</i>	1	2	Metadona/ <i>Methadone</i>	2	2	Ketamina/ <i>Ketamine</i>	2	2	LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ <i>LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</i>	2	2	d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ <i>d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)</i>	1	2	7-amino-flunitrazepam/ <i>7-amino-flunitrazepam</i>	2	2	7-amino-clonazepam/ <i>7-amino-clonazepam</i>	1	2	Alprazolam/ <i>Alprazolam</i>	2	2	Diazepam/ <i>Diazepam</i>	1	2	Lorazepam/ <i>Lorazepam</i>	2	2	Oxazepam/ <i>Oxazepam</i>	2	2	Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i>	1	2	Tramadol/ <i>Tramadol</i>	1	2	Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i>	2	2	Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i>	2	2	Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i>	1	2	Zolpidem/ <i>Zolpidem</i>	1	2	Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i>	1	2	Difenhidramina/ <i>Diphenhydramine</i>	2	2	Oxicodona/ <i>Oxycodone</i>	2	2	
Sustancia/Substance	LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)	LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)																																																																																													
Morfina/ <i>Morphine</i>	1	2																																																																																													
Codeína/ <i>Codeine</i>	1	2																																																																																													
6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	2	2																																																																																													
Heroína/ <i>Heroin</i>	2	2																																																																																													
Anfetamina/ <i>Amphetamine</i>	1	2																																																																																													
Metanfetamina/ <i>Methamphetamine</i>	1	2																																																																																													
3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- <i>Methylenedioxyamphetamine</i>)	2	2																																																																																													
3,4-MDMA (3,4-Metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4- <i>methylenedioxymethamphetamine</i>)	2	2																																																																																													
3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilanfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4- <i>Methylenedioxyethylamphetamine</i>)	2	2																																																																																													
Cocaína/ <i>Cocaine</i>	1	2																																																																																													
Benzolecgonina/ <i>Benzoyllecgonine</i>	1	2																																																																																													
Metadona/ <i>Methadone</i>	2	2																																																																																													
Ketamina/ <i>Ketamine</i>	2	2																																																																																													
LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ <i>LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</i>	2	2																																																																																													
d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ <i>d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)</i>	1	2																																																																																													
7-amino-flunitrazepam/ <i>7-amino-flunitrazepam</i>	2	2																																																																																													
7-amino-clonazepam/ <i>7-amino-clonazepam</i>	1	2																																																																																													
Alprazolam/ <i>Alprazolam</i>	2	2																																																																																													
Diazepam/ <i>Diazepam</i>	1	2																																																																																													
Lorazepam/ <i>Lorazepam</i>	2	2																																																																																													
Oxazepam/ <i>Oxazepam</i>	2	2																																																																																													
Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i>	1	2																																																																																													
Tramadol/ <i>Tramadol</i>	1	2																																																																																													
Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i>	2	2																																																																																													
Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i>	2	2																																																																																													
Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i>	1	2																																																																																													
Zolpidem/ <i>Zolpidem</i>	1	2																																																																																													
Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i>	1	2																																																																																													
Difenhidramina/ <i>Diphenhydramine</i>	2	2																																																																																													
Oxicodona/ <i>Oxycodone</i>	2	2																																																																																													

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>																																																																
Pelo <i>Hair</i>	<p>Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem</p> <p><i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i></p> <table border="1" data-bbox="384 645 1249 1951"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 645 1161 719">Sustancia/Substance</th> <th data-bbox="1161 645 1249 719">LOQ pg/mg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="384 719 1161 786">3,4-MDA (3,4-metilendioxiacetilfenilmetanamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxyacetilphenylmethanamine)</td><td data-bbox="1161 719 1249 786">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 786 1161 853">3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilfenilmetanamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylphenylmethanamine)</td><td data-bbox="1161 786 1249 853">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 853 1161 920">3,4-MDMA (3,4-metilendioxi-metilfenilmetanamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxy-methylphenylmethanamine)</td><td data-bbox="1161 853 1249 920">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 920 1161 954">7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam</td><td data-bbox="1161 920 1249 954">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 954 1161 987">7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam</td><td data-bbox="1161 954 1249 987">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 987 1161 1021">Alprazolam / Alprazolam</td><td data-bbox="1161 987 1249 1021">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1021 1161 1055">Amitriptilina / Amitriptyline</td><td data-bbox="1161 1021 1249 1055">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1055 1161 1088">Anfetamina / Amphetamine</td><td data-bbox="1161 1055 1249 1088">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1088 1161 1122">Benzoilecgonina / Benzoylecgonine</td><td data-bbox="1161 1088 1249 1122">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1122 1161 1155">Buprenorfina / Buprenorphine</td><td data-bbox="1161 1122 1249 1155">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1155 1161 1189">Clonazepam / Clonazepam</td><td data-bbox="1161 1155 1249 1189">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1189 1161 1223">Cocaetilo / Cocaethyl</td><td data-bbox="1161 1189 1249 1223">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1223 1161 1256">Cocaína / Cocaine</td><td data-bbox="1161 1223 1249 1256">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1256 1161 1290">Codeína / Codeine</td><td data-bbox="1161 1256 1249 1290">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1290 1161 1323">d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol) / d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)</td><td data-bbox="1161 1290 1249 1323">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1323 1161 1357">Dextropropoxifeno / Dextropropoxyphene</td><td data-bbox="1161 1323 1249 1357">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1357 1161 1391">Diazepam / Diazepam</td><td data-bbox="1161 1357 1249 1391">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1391 1161 1424">Difenhidramina / Diphenhydramine</td><td data-bbox="1161 1391 1249 1424">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1424 1161 1458">Fenciclidina / Phencyclidine</td><td data-bbox="1161 1424 1249 1458">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1458 1161 1491">Heroína / Heroin</td><td data-bbox="1161 1458 1249 1491">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1491 1161 1525">Ketamina / Ketamine</td><td data-bbox="1161 1491 1249 1525">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1525 1161 1559">Lorazepam / Lorazepam</td><td data-bbox="1161 1525 1249 1559">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1559 1161 1592">LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</td><td data-bbox="1161 1559 1249 1592">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1592 1161 1626">Metadona / Methadone</td><td data-bbox="1161 1592 1249 1626">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1626 1161 1659">Metanfetamina / Methamphetamine</td><td data-bbox="1161 1626 1249 1659">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1659 1161 1693">Morfina / Morphine</td><td data-bbox="1161 1659 1249 1693">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1693 1161 1727">Nordiazepam / Nordiazepam</td><td data-bbox="1161 1693 1249 1727">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1727 1161 1760">Oxazepam / Oxazepam</td><td data-bbox="1161 1727 1249 1760">40</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1760 1161 1794">Oxicodona / Oxycodone</td><td data-bbox="1161 1760 1249 1794">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1794 1161 1827">Tramadol / Tramadol</td><td data-bbox="1161 1794 1249 1827">80</td></tr> <tr><td data-bbox="384 1827 1161 1861">Zolpidem / Zolpidem</td><td data-bbox="1161 1827 1249 1861">40</td></tr> </tbody> </table>	Sustancia/Substance	LOQ pg/mg	3,4-MDA (3,4-metilendioxiacetilfenilmetanamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxyacetilphenylmethanamine)	80	3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilfenilmetanamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylphenylmethanamine)	80	3,4-MDMA (3,4-metilendioxi-metilfenilmetanamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxy-methylphenylmethanamine)	80	7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam	40	7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam	40	Alprazolam / Alprazolam	40	Amitriptilina / Amitriptyline	80	Anfetamina / Amphetamine	80	Benzoilecgonina / Benzoylecgonine	80	Buprenorfina / Buprenorphine	80	Clonazepam / Clonazepam	40	Cocaetilo / Cocaethyl	80	Cocaína / Cocaine	80	Codeína / Codeine	80	d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol) / d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)	40	Dextropropoxifeno / Dextropropoxyphene	80	Diazepam / Diazepam	40	Difenhidramina / Diphenhydramine	80	Fenciclidina / Phencyclidine	80	Heroína / Heroin	80	Ketamina / Ketamine	80	Lorazepam / Lorazepam	40	LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	80	Metadona / Methadone	80	Metanfetamina / Methamphetamine	80	Morfina / Morphine	80	Nordiazepam / Nordiazepam	40	Oxazepam / Oxazepam	40	Oxicodona / Oxycodone	80	Tramadol / Tramadol	80	Zolpidem / Zolpidem	40	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i> LCMS-0022 Rev. 4
Sustancia/Substance	LOQ pg/mg																																																																	
3,4-MDA (3,4-metilendioxiacetilfenilmetanamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxyacetilphenylmethanamine)	80																																																																	
3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilfenilmetanamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylphenylmethanamine)	80																																																																	
3,4-MDMA (3,4-metilendioxi-metilfenilmetanamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxy-methylphenylmethanamine)	80																																																																	
7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam	40																																																																	
7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam	40																																																																	
Alprazolam / Alprazolam	40																																																																	
Amitriptilina / Amitriptyline	80																																																																	
Anfetamina / Amphetamine	80																																																																	
Benzoilecgonina / Benzoylecgonine	80																																																																	
Buprenorfina / Buprenorphine	80																																																																	
Clonazepam / Clonazepam	40																																																																	
Cocaetilo / Cocaethyl	80																																																																	
Cocaína / Cocaine	80																																																																	
Codeína / Codeine	80																																																																	
d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol) / d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)	40																																																																	
Dextropropoxifeno / Dextropropoxyphene	80																																																																	
Diazepam / Diazepam	40																																																																	
Difenhidramina / Diphenhydramine	80																																																																	
Fenciclidina / Phencyclidine	80																																																																	
Heroína / Heroin	80																																																																	
Ketamina / Ketamine	80																																																																	
Lorazepam / Lorazepam	40																																																																	
LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	80																																																																	
Metadona / Methadone	80																																																																	
Metanfetamina / Methamphetamine	80																																																																	
Morfina / Morphine	80																																																																	
Nordiazepam / Nordiazepam	40																																																																	
Oxazepam / Oxazepam	40																																																																	
Oxicodona / Oxycodone	80																																																																	
Tramadol / Tramadol	80																																																																	
Zolpidem / Zolpidem	40																																																																	

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Sangre total y orina <i>Blood and Urine</i>	Etanol mediante HeadSpace/Cromatografía de Gases con detector de ionización de llama (FID) LOQ = 0,05 g/L <i>Ethanol using HeadSpace / Gas Chromatography with flame ionization detector (FID) LOQ = 0,05 g/L</i>	Procedimiento interno <i>Internal procedure</i> CG-0001 Rev. 9