

A200

Análisis de intolerancias alimentarias

CÓDIGO LABSUITE

PEA3

1. CONDICIONES DEL PACIENTE

- Se recomienda realizar ayuno durante al menos 4 horas.
- No realizar si el paciente siguiera tratamiento inmunosupresor.
- No se recomienda realizar esta prueba a pacientes embarazadas, a no ser que su médico (u otro tipo de especialista que le vaya a hacer seguimiento de la dieta) lo estime oportuno.

**2. DOCUMENTACIÓN**

- Peticionario específico.
- Indicar motivo del estudio.
- Adjuntar la documentación junto con la muestra.

3. MUESTRA

- **1 ml de suero (muestra idónea). Muestra alternativa plasma edta heparina o citrato**

4. CONDICIONES DE ENVÍO

- Mantener y enviar refrigerado a 4°C.
- Realizar la extracción en horario compatible con el envío de la muestra el mismo día de la extracción, la muestra debe recepcionarse dentro de las 48-72 horas posteriores a su obtención.

ENVÍOS INTERNACIONALES

- Mantener y enviar el suero congelado.

5. PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME

- 7 días laborables.

6. RECOGIDA DEL INFORME

- El informe de resultados se recogerá en el centro de extracción, menos en aquellos casos en los que se informe específicamente otro procedimiento.